

IF&F SERVICE SOLUTIONS OPTICAL AND OPHTHALMICS.L.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Medida rápida e intuitiva del endotelio corneal de auto alineación.
- Captura automática o manual para cornea plana o trasplantada.
- Amplia zona de medición (puede contar hasta 300 células, valor medio en ojo normal)
- Imagen tomada en 7 posiciones diferentes, incluido la periferia, reflejadas en el informe.
- Sistema de iluminación con LED.
- Pantalla táctil de control
- Incluye datos de paquimetría en cada medición.
- Datos relevantes del informe:
 - Número de células contadas.
 - Densidad de las células
 - Dimensión media de células
 - Desviación estándar de los parámetros analizados
 - Distribución estadística del tamaño y de la forma.

MICROSCOPIO ESPECULAR PERSEUS

